



您收到过我们的《通讯》吗? ☐ 收到过 ☐ 没收到过

戴安公司产品简介


戴安中国有限公司致力于戴安新技术在中国市场的推广,除中国用户熟悉的世界著名的离子色谱外,还将大力推介戴安公司的下列产品及技术:高效液相色谱、生物液相色谱、快速溶剂萃取仪、在线离子监测仪等。



高效液相 (HPLC) 带有 Chroeleon™ 色谱软件的 Summit™ 高效液相色谱是当今流行的 HPLC 中最具智能化、更可靠、更易于操作的液相色谱。可选配等浓度或梯度泵、多通道紫外检测器或光电二极管阵列检测器以及自动进样器等。




快速溶剂萃取 (ASE) ASE300 和 ASE200 快速溶剂萃取仪适用于在一定的高温高压下对固体、半固体介质的萃取。使用常用溶剂,一般应用溶剂量低于 15ml,远远低于其它溶剂萃取方法,同时,每一样品萃取时间只需 15min。已成为样品前处理最佳方式的首选。




在线分析仪 DX-800 在线分析仪可同时对 21 个采样点做离子色谱或液相色谱的实时监控,为全球唯一可对各种阴、阳离子、有机酸、化学添加剂、过渡金属做在线检测的仪器,检测限达到 ppt 级,在无人看管的情况下可自动运行达一个月。


离子色谱 (IC) 包括最新推出的 DX-600 系统,一直倍受欢迎的 DX-320 和 DX-120 系统,以及将于 2001 年一季度推出的超值低价的 DX-80 型离子色谱。离子色谱已成为水质监测、环境废水污染监测、石化、电力、农业、轻工等行业中不可少的分析手段。



生物液相 (BIOLC) BIOLC 高效生物兼容液相色谱可用于对蛋白、肽类、碳水化合物、氨基酸以及核酸的分析。其中氨基酸分析系统是世界上唯一不需进行复杂的柱前或柱后衍生的氨基酸分析仪,采用离子交换分离机理和电化学检测手段对氨基酸进行定量定性分析,在一次进样中分出常见的氨基酸、糖、氨基糖、邻氨基酸,检出限可低至 0.15pmol。



质谱检测器 Finnigan AQA™ 系列质谱检测器是小型、台式、单四极杆质谱检测器,专用于液相色谱/质谱和离子色谱/质谱。



(请向市场部索取上述产品的详细资料)